

Textiltechnik / Textile Technology / Technique Textile / Técnica Têxtil



Jumro®



Inhaltsverzeichnis

Signierfarbe.....	2
-------------------	---

Signierfarbe



Die Signier-Füll-Flasche 125 ml mit Schreibkopf

Artikelnummer: 9123/4

Die Signier-Füll-Flasche, 125 ml, mit Schreibkopf (9112/9113) und Reduzierstück (9123/3).



Die Signier-Füll-Flasche 125 ml o.Schreibkopf

Artikelnummer: 9123/2

Die Signier-Füll-Flasche, 125 ml, ohne Schreibkopf (9112/9113) und Reduzierstück (9123/3).



Gewebesignierfarbe 1 Liter

Artikelnummer: 9122/1

Gewebesignierfarbe in Kanistern zu 1 Liter.



Gewebesignierfarbe 100 ml

Artikelnummer: 9109/1

Gewebesignierfarbe in Tuben, ohne Schreibkopf, mit sehr guten Echtheitseigenschaften. Ohne Schreibkopf. Durch den Einsatz der Gewebesignierfarbe entfällt das zeitraubende Einnähen von Markierungen an Produktionsstücken oder zusätzliches Sortieren von Teilen.



Gewebesignierfarbe ultra violet 250 ml

Artikelnummer: 7030/2

Gewebesignierfarbe ultra violet, in Kanistern zu 250 ml.

**Reduzierstück****Artikelnummer:** 9123/3

Reduzierstück für Signier-Füll-Flasche 9123/2.

**Reinigungsmittel 1 Liter****Artikelnummer:** 9122/9

Reinigungsmittel für Schreibkopf (9112/9113), 1 Liter.

**Schlüssel****Artikelnummer:** 9122/90

Schlüssel für 9109.

**Schreibkopf aus Messing****Artikelnummer:** 9112/1

Schreibkopf aus Messing für 9109/1-7.

**Schreibkopf aus Plastik****Artikelnummer:** 9113/1

Schreibkopf aus Plastik für 9109/1-7.

